

カタログの利用に際して

カタログをご利用していただくにあたり、以下の点にご注意ください。

製品の利用

- ・次ページ記載の「ガラス器具の一般的な取り扱い方法」をよく読んでください。
- ・実験用に使用するものであり、別用途に用いることは避けてください。
- ・製品は、ご使用前に必ず点検し、使用中に異常がありましたら、速やかに使用を中止してください。

製品の価格

- ・価格は、弊社希望小売価格を示しております。
- ・価格には、消費税、梱包料、運送料等は含まれておりません。別途申し受けします。
- ・価格、および製品仕様は予告なしに変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

製品の保証

- ・製品についての保証は、本カタログに記載されている規格に限定されています。
- ・製品の品質や性能は、ご使用される試料・作業環境に大きく左右されますので、お客様ご自身で試験していただくようお願いします。
- ・万一、弊社の製造上の原因による品質不良につきましては、同数の新しい製品とお取替え致します。それ以外の責は容赦いただきます。

返 品

- ・出荷に際し、弊社の手違いがあった場合には直ちにお取替え致します。
- ・お客様に責任がある場合(誤発注、使用の中止等)には、返品は受け付けかねます。
- ・弊社の製品を受領された際は、梱包・包装を検査し、損傷が見つかった場合には直ちにご連絡ください。

ガラス器具の一般的な取り扱い方法

- ・キズ、カケのあるものは使用しないでください。
- ・落としたり、衝撃や曲げの力を与えないでください。
- ・局部に力や熱をかけたりすることは破損しやすいので避けてください。
- ・加圧して使用するようには設計されていませんので使用しないでください。
- ・減圧して使用する場合は、仕様にあったものを用い急激な減圧は避けてください。
- ・ガラスが壊れた場合でも、内容物を浴びたり、ガラス片・破断面により怪我をしないように衝立を立てたり、ドラフト内で使用してください。
- ・器具にホースなどを脱着する場合は、保護用手袋を着用してください。
- ・洗浄の際、研磨剤入りのスポンジや金属たわしなどを使用するとキズがついて破損の原因になりますので使用しないでください。
- ・理化学用器具を使用して、飲食はしないでください。
- ・実験は、安全対策を施した実験環境で行ってください。